



Zehenspreizer mit Ballenschutz

Toe spreader with ball protection / Séparateur d'orteils avec protection / Divaricatore dita del piede con protezione metatarsale / Teenspreider met bescherming van de voetbal / Oddělovač prstů s ochranou bříška

Art.-Nr. / Art. no. 107 140

GB Toe spreader with ball protection

Function

Spreads displaced and compressed toes, and protects against chafing, skin irritation and corns.

The ball protector provides immediate and lasting pain relief in case of ball soreness. The smooth material prevents rubbing and material runs in socks and stockings.

Care instructions

Clean with soap and allow to dry thoroughly.

Application

Use on clean and dry feet. Slip on over the big toe so that the spreader is positioned between the toes and the ball protector covers the stressed location. The soft material forms optimally to the contour of the toes and adheres safely without slipping.

F Séparateur d'orteils avec protection

Fonction

Sépare les orteils déplacés et serrés, protège contre les frottements au niveau des plaies, les irritations cutanées et les cors.

Le protège-orteil soulage immédiatement et durablement la douleur en cas de problème au niveau de l'éminence du gros orteil. Le matériau lisse prévient les frottements et les mailles filées sur les chaussettes et collants.

Conseils pour l'entretien

Pour le nettoyage, laver avec du savon et bien laisser sécher.

Utilisation

Appliquer sur peau propre et sèche. Poser sur le gros orteil de sorte que le séparateur arrive entre les orteils et le protège-orteils repose sur les zones particulièrement sollicitées. Le matériau souple épouse parfaitement les contours des orteils et adhère solidement, ce qui évite tout décollement.

I Divaricatore dita del piede con protezione metatarsale

Funzione

Separa le dita del piede dislocate e a stretto contatto tra loro, protegge da attrito sulla ferita, irritazioni cutanee e callosità. La protezione metatarsale garantisce una riduzione immediata e duratura del dolore, in caso di problemi metatarsali. Il materiale, liscio e scorrevole, previene l'attrito e le smagliature di calze e calzini.

Avviso per la cura

Lavare con sapone e far asciugare bene.

Applicazione

Applicare su cute pulita e asciutta. Distribuire al di sopra dell'alluce, in modo che il divaricatore si trovi tra le dita e la protezione metatarsale risulti sul punto sottoposto a particolare sollecitazione. Il soffice materiale si adatta in maniera ottimale alla forma delle dita e aderisce perfettamente, senza scivolare.

B Teenspreider met bescherming van de voetbal

Werking

De teenspreider houdt scheef gegroeide en dicht bij elkaar gepositioneerde tenen uit elkaar, beschermt tegen wrijving, huidirritatie en likdoorns. De bescherming van de voetbal zorgt voor onmiddellijke en duurzame pijnverlichting bij problemen ter hoogte van de voetbal. Het gladde materiaal voorkomt wrijving en ladders in sokken en panty's.

Wasinstructie

Met zeep reinigen, goed laten drogen.

Toepassing

Te gebruiken op een schone, droge huid. Schuif de teenspreider over de grote teen zodat de spreider tussen de tenen geklemd wordt en de bescherming van de voetbal zich precies op de plaats van de belasting bevindt. Het zachte materiaal past zich optimaal aan de vorm van de tenen aan en blijft goed zitten zonder te verschuiven.

GZ Oddělovač prstů s ochranou bříška

Funkce

Odděluje nesprávně postavené a těsně přiléhající prsty na nohou, chrání před rozedřením, podrážděním pokožky a kuřími oky. Ochrana bříška zajišťuje okamžitou a trvalou úlevu od bolesti při problémech s bříškem. Hladký materiál zamezuje rozdrátání a vzniku ok na ponožkách a punčochách.

Pokyny pro péči

Omývejte vodou s přídatkem mýdla, nechejte dobře vyschnout.

Použití

Používejte na čisté a suché pokožce. Přetáhněte přes palec tak, aby se oddělovač nacházel mezi prsty a ochrana bříška přiléhala k nejvíce namáhanému místu. Měkký materiál se optimálně přizpůsobí kontuře Vašich prstů, je přílnavý a nesklouzává.